

Manche "ERGONOMIQUE" Swann-Morton



N° / Référence Produit

M5E - Réf. 1003

Manche à **embout étroit type 3**

M6E - Réf. 1004

Manche à **embout large type 4**

M8E - Réf. 2618

Equipe lame PM60 & PM60B

Produit Manche Ergonomique

Unité de vente Le manche

Conditionnement usine Sachet de 10 unités

Stérilisation Produit non stérile - autoclavable

Matériau Manche en Polypropylène avec embout en acier inoxydable

Composition emballage Sachet individuel

Compatibilité Taille de lame adaptée sur le manche ergonomique noir n°5 à embout étroit type 3 :

6 Réf. 0216	9 Réf. 0217	10 Réf. 0201	10A Réf. 0202	11 Réf. 0203	11P Réf. 0291	12 Réf. 0204	13 Réf. 0239	14 Réf. 0219
15 Réf. 0205	15A Réf. 0220	15C Réf. 0221	15T Réf. 0292	16 Réf. 0222	12D Réf. 0218	40 Réf. 0240	E11 Réf. 0225	

Taille de lame adaptée sur le manche ergonomique marron n°6 à embout large type 4 :

18 Réf. 0223	19 Réf. 0224	20 Réf. 0206	21 Réf. 0207	22 Réf. 0208	22A Réf. 0209	23 Réf. 0210	24 Réf. 0211	25 Réf. 0212
25A Réf. 0215	26 Réf. 0213	27 Réf. 0214	36 Réf. 0236					

Taille de lame adaptée sur le manche ergonomique gris n°8 à embout spécial autopsie :

Réf. 2560 - Code LPM60	Réf. 2561 - Code LPM60B
------------------------	-------------------------

Directive Non classé en DM

Normes Sans marquage CE
Fabrication Grande-Bretagne par l'usine Swann-MortonLtd à Sheffield

Marquage Gravures : Swann-Morton suivi du numéro du manche

Conservation Environnement propre et sec

Péremption 10 ans à partir de la date de fabrication, indiquée sur les emballages

Elimination Le produit doit être éliminé dans un conteneur adapté et/ou par incinération.

Contact Swann-Morton/Sinner - ZA du Verdalaï - 13790 Peynier - 04 42 29 08 08 - services@swann-morton-sinner.com